


CHISON EBIT 60

Descripción

El nuevo Chison EBit 60 mejora la flexibilidad y el flujo de trabajo a un nuevo nivel. Está equipado con una amplia gama de transductores que adoptan tecnologías innovadoras. Promete una experiencia de diagnóstico confiable y como resultado, un rendimiento de alta calidad en todas las aplicaciones.

Características principales

- *Escala de grises B, Dual, 4B, M*
- *Paquete de medidas y reporte*
- *Salidas para Impresora, USB o pantalla*



Doppler Pulsado PW	Doppler continuo CW	Función Elastografia
Doppler Power	Doppler Tisular TDI	Función 3D - 4D
Doppler Color	Eco Stress	

Características adicionales

- Peso ligero: 7.5kg
- Pantalla LED de 15” 30 grados de inclinación
- Batería integrada (Hasta 2.30 hrs).
- Peso ligero de 7.5 Kg.
- Teclado retroiluminado.
- Conexiones USB, S-Video y BNC
- Disco Duro de 500 Gb.
- 2 Puertos Activos para Transductor.
- 4 DOPPLERS CON MODO TRIPLEX
- Tres modos activos de forma simultánea, (B), (C)

Transductores disponibles

