

Electrocardiógrafo 3 canales - Veterinario



Características

El ECG El ECG300G es un tipo de electrocardiógrafo de tres canales que muestra 12 señales de ECG de formasimultánea e imprimelas formas de onda de ECG con un sistema de impresión térmica.

Incluye

- Opción de idioma en español.
- Batería
- 12 parametros ECG Velocidad mm/s BPM
- Pantalla LCD TFT 7*5 cm
- Alimentación -DC 7.4V – 4V -3700mAh AC , 100-240V, 50/60Hz
- Incluye cable corriente
- No cuenta con opción para conectar al PC.

