

mindray™ DP-10

Descripción

El DC-30 con FullHD ofrece una gama de herramientas y funciones avanzadas como Auto IMT, iScape, elastografía Natural Touch imágenes Doppler tisulares en el ámbito de las imágenes generales, y Smart OB, Smart face e iLive en el ámbito de la obstetricia

Características principales

- *Escala de grises B, Dual, 4B, M*
- *Paquete de medidas y reporte*
- *Salidas para Impresora, USB o pantalla*

Doppler Pulsado PW Elastografía
Doppler Power 3D / 4D / 5D
Doppler Color



Características adicionales

- Mayor dependencia confiable
- Pantalla de 21,5": 1920×1080, rotación de 180°
- Panel de control con altura ajustable
- 3 puertos para sonda activo
- Batería incorporada para escaneo de 1.5 h.
- Disco duro de 1 TB.
- Ruedas suaves bloqueables

Transductores disponibles

