

mindray™ MX7

Descripción

El Mindray MX7, es un equipo de ultrasonido portátil que combina tecnología avanzada con un diseño ligero y delgado, facilitando su uso en diversos entornos clínicos. Incorpora la innovadora tecnología de formación de haces virtuales ZST+, que permite una adquisición acústica avanzada y un enfoque dinámico de píxeles.



Características principales

- *Escala de grises B, Dual, 4B, M*
- *Paquete de medidas y reporte*
- *Salidas para Impresora, USB o pantalla*

Doppler Pulsado PW
Doppler Power
Doppler Color

Doppler continuo CW
Doppler Tisular TDI
Eco Stress

Características adicionales

- Enchufe magnético de grado médico, para prevenir tensión del cable.
- Diseño de 3 pantallas: Pantalla externa, Pantalla táctil y pantalla principal.
- Pantalla táctil IPS de 12,3”.
- Peso: 3 Kg unidad principal.
- La tecnología ZST+ brinda opciones avanzadas de imagen.
- Adaptado para conectarse con el U-Bank y ofrecer 8 horas de funcionamiento continuo



Transductores disponibles

