

Termómetro Veterinario



Características

- Pantalla LCD
- Temperatura de visualización, en ambas escalas Celsius y Fahrenheit.
- Fácil operación
- Reciclable y seguro.
- Adecuado para diferentes tipos de animales como perros, gatos, puercos, equinos, ganado etc.
- Guarda el último valor de lectura tomada.
- Pilas AAA
- Rango de medición: 32.00 - 44 C / 89.6 - 111.2 F.
- Vida de la batería: aprox 5000 lecturas de medición
- Dimensión: 190*110*35 mm