

Descripción

Ultrasonido portátil de última generación diseñado para adaptarse a diversos desafíos clínicos. Su diseño compacto y ligero facilita su transporte y uso en diferentes entornos médicos. Es una herramienta versátil y eficiente que mejora la atención al paciente al ofrecer imágenes de alta calidad y facilidad de uso en diversos entornos clínicos.



Características principales

- *Escala de grises B, Dual, 4B, M*
- *Paquete de medidas y reporte*
- *Salidas para Impresora, USB o pantalla*

Doppler Pulsado PW

Doppler Power

Doppler Color

Características adicionales

- Diseño portátil tipo laptop.
- 3,8 Kg de Peso.
- Monitor de 15,5 ».
- Resolución de 1920 x 1080.
- Disco duro de 120GB SSD.
- 2 puertos activos de transductor.
- 2 puertos USB
- Teclado alfabético táctil integrado.

